




Корневидные и
трабекулярные
имплантаты

Ортопедические
компоненты




Обзор продукции



zimmer | dental

Трабекулярный имплантат с поверхностью МТХ и микрорезьбой у шейки

В комплект входит трансфер/временный абамент и заглушка.



Артикулы для заказа						
Диаметр имплантата	Платформа	10 мм	11,5 мм	13 мм	16 мм	
		3,7 мм *	● 3,5 мм	TMTB10	TMTB11	TMTB13
4,1 мм **	● 3,5 мм	TMT4B10	TMT4B11	TMT4B13	-	
4,7 мм	● 4,5 мм	TMTWB10	TMTWB11	TMTWB13	-	
6,0 мм	● 5,7 мм	TMT6B10	TMT6B11	TMT6B13	-	

Внимание: * Трабекулярные имплантаты \varnothing 3,7 мм должны быть шинированы при установке в области премоляров.

Противопоказана установка трабекулярных имплантатов \varnothing 3,7 мм в области моляров.

** Трабекулярные имплантаты \varnothing 4,1 мм должны быть шинированы при установке в области моляров.

	Диаметр тела	Апикальный диаметр	Диаметр платформы	Размер шестигранника	Микрорезьба
Имплантат \varnothing 3,7 мм	3,7 мм	3,4 мм	3,5 мм	2,5 мм	1,8 мм
Имплантат \varnothing 4,1 мм	4,1 мм	3,7 мм	3,5 мм	2,5 мм	1,8 мм
Имплантат \varnothing 4,7 мм	4,7 мм	4,2 мм	4,5 мм	2,5 мм	1,8 мм
Имплантат \varnothing 6,0 мм	6,0 мм	5,6 мм	5,7 мм	3,0 мм	1,8 мм

Корневидный имплантат с поверхностью МТХ и микрорезьбой у шейки

В комплект входит трансфер/временный титановый абамент и заглушка.



Артикулы для заказа						
Диаметр имплантата	Платформа	8 мм	10 мм	11,5 мм	13 мм	16 мм
		3,7 мм	● 3,5 мм	TSVTB8	TSVTB10	TSVTB11
4,1 мм	● 3,5 мм	TSVT4B8	TSVT4B10	TSVT4B11	TSVT4B13	TSVT4B16
4,7 мм	● 4,5 мм	TSVTWB8	TSVTWB10	TSVTWB11	TSVTWB13	TSVTWB16
6,0 мм	● 5,7 мм	TSVT6B8	TSVT6B10	TSVT6B11	TSVT6B13	TSVT6B16



































	Диаметр тела	Апикальный диаметр	Диаметр платформы	Размер шестигранника	Микрорезьба
Имплантат \varnothing 3,7 мм	3,7 мм	3,1 мм	3,5 мм	2,5 мм	1,8 мм
Имплантат \varnothing 4,1 мм	4,1 мм	3,5 мм	3,5 мм	2,5 мм	1,8 мм
Имплантат \varnothing 4,7 мм	4,7 мм	3,9 мм	4,5 мм	2,5 мм	1,8 мм
Имплантат \varnothing 6,0 мм	6,0 мм	5,2 мм	5,7 мм	3,0 мм	1,8 мм

Корневидные и трабекулярные имплантаты имеют три ортопедические платформы с цветовой кодировкой: 3,5 мм, 4,5 мм и 5,7 мм.



Цветовая кодировка ортопедических платформ

Диаметр имплантата	Платформа	Цвет
3,7 мм	3,5 мм	● Зеленый
4,1 мм	3,5 мм	
4,7 мм	4,5 мм	● Фиолетовый
6,0 мм	5,7 мм	● Желтый

Формирователи десны, Заглушки, Трансферы для получения оттисков, Аналоги и Временные абатменты

Формирователи десны, заглушки			Фиксируются вручную																																																												
Формирователь		Платформа 3,5 мм		Платформа 4,5 мм		Платформа 5,7 мм																																																									
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Артикул</th> <th>Ширина профиля</th> <th>Высота</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>HC333</td><td>3,5 мм</td><td>3 мм</td></tr> <tr><td>HC335</td><td>3,5 мм</td><td>5 мм</td></tr> <tr><td>HC343</td><td>4,5 мм</td><td>3 мм</td></tr> <tr><td>HC345</td><td>4,5 мм</td><td>5 мм</td></tr> <tr><td>HC347</td><td>4,5 мм</td><td>7 мм</td></tr> <tr><td>HC353</td><td>5,5 мм</td><td>3 мм</td></tr> <tr><td>HC355</td><td>5,5 мм</td><td>5 мм</td></tr> </tbody> </table>	Артикул	Ширина профиля	Высота	HC333	3,5 мм	3 мм	HC335	3,5 мм	5 мм	HC343	4,5 мм	3 мм	HC345	4,5 мм	5 мм	HC347	4,5 мм	7 мм	HC353	5,5 мм	3 мм	HC355	5,5 мм	5 мм		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Артикул</th> <th>Ширина профиля</th> <th>Высота</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>HC443</td><td>4,5 мм</td><td>3 мм</td></tr> <tr><td>HC445</td><td>4,5 мм</td><td>5 мм</td></tr> <tr><td>HC453</td><td>5,5 мм</td><td>3 мм</td></tr> <tr><td>HC455</td><td>5,5 мм</td><td>5 мм</td></tr> <tr><td>HC457</td><td>5,5 мм</td><td>7 мм</td></tr> <tr><td>HC463</td><td>6,5 мм</td><td>3 мм</td></tr> <tr><td>HC465</td><td>6,5 мм</td><td>5 мм</td></tr> </tbody> </table>	Артикул	Ширина профиля	Высота	HC443	4,5 мм	3 мм	HC445	4,5 мм	5 мм	HC453	5,5 мм	3 мм	HC455	5,5 мм	5 мм	HC457	5,5 мм	7 мм	HC463	6,5 мм	3 мм	HC465	6,5 мм	5 мм		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Артикул</th> <th>Ширина профиля</th> <th>Высота</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>HC563</td><td>6,5 мм</td><td>3 мм</td></tr> <tr><td>HC565</td><td>6,5 мм</td><td>5 мм</td></tr> </tbody> </table>	Артикул	Ширина профиля	Высота	HC563	6,5 мм	3 мм	HC565	6,5 мм	5 мм
	Артикул	Ширина профиля	Высота																																																												
	HC333	3,5 мм	3 мм																																																												
HC335	3,5 мм	5 мм																																																													
HC343	4,5 мм	3 мм																																																													
HC345	4,5 мм	5 мм																																																													
HC347	4,5 мм	7 мм																																																													
HC353	5,5 мм	3 мм																																																													
HC355	5,5 мм	5 мм																																																													
Артикул	Ширина профиля	Высота																																																													
HC443	4,5 мм	3 мм																																																													
HC445	4,5 мм	5 мм																																																													
HC453	5,5 мм	3 мм																																																													
HC455	5,5 мм	5 мм																																																													
HC457	5,5 мм	7 мм																																																													
HC463	6,5 мм	3 мм																																																													
HC465	6,5 мм	5 мм																																																													
Артикул	Ширина профиля	Высота																																																													
HC563	6,5 мм	3 мм																																																													
HC565	6,5 мм	5 мм																																																													
Заглушка		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Артикул</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>TSC</td></tr> </tbody> </table>	Артикул	TSC		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Артикул</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>TSCW</td></tr> </tbody> </table>	Артикул	TSCW		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Артикул</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>TSC5</td></tr> </tbody> </table>	Артикул	TSC5																																																			
Артикул																																																															
TSC																																																															
Артикул																																																															
TSCW																																																															
Артикул																																																															
TSC5																																																															
Трансфер (закрытая ложка) (в комплект входит винт HLT52)		Платформа 3,5 мм		Платформа 4,5 мм		Платформа 5,7 мм																																																									
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Артикул</th> <th>Ширина профиля</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>HLT3/3</td><td>3,5 мм</td></tr> <tr><td>HLT3/4</td><td>4,5 мм</td></tr> <tr><td>HLT3/5</td><td>5,5 мм</td></tr> </tbody> </table>	Артикул	Ширина профиля	HLT3/3	3,5 мм	HLT3/4	4,5 мм	HLT3/5	5,5 мм		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Артикул</th> <th>Ширина профиля</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>HLT4/4</td><td>4,5 мм</td></tr> <tr><td>HLT4/5</td><td>5,5 мм</td></tr> <tr><td>HLT4/6</td><td>6,5 мм</td></tr> </tbody> </table>	Артикул	Ширина профиля	HLT4/4	4,5 мм	HLT4/5	5,5 мм	HLT4/6	6,5 мм		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Артикул</th> <th>Ширина профиля</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>HLT5/6</td><td>6,5 мм</td></tr> </tbody> </table>	Артикул	Ширина профиля	HLT5/6	6,5 мм																																					
	Артикул	Ширина профиля																																																													
HLT3/3	3,5 мм																																																														
HLT3/4	4,5 мм																																																														
HLT3/5	5,5 мм																																																														
Артикул	Ширина профиля																																																														
HLT4/4	4,5 мм																																																														
HLT4/5	5,5 мм																																																														
HLT4/6	6,5 мм																																																														
Артикул	Ширина профиля																																																														
HLT5/6	6,5 мм																																																														
Трансфер (открытая ложка) (в комплект входит винт DHT5)		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Артикул</th> <th>Ширина профиля</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>DHT3/3</td><td>3,5 мм</td></tr> <tr><td>DHT3/4</td><td>4,5 мм</td></tr> <tr><td>DHT3/5</td><td>5,5 мм</td></tr> </tbody> </table>	Артикул	Ширина профиля	DHT3/3	3,5 мм	DHT3/4	4,5 мм	DHT3/5	5,5 мм		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Артикул</th> <th>Ширина профиля</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>DHT4/4</td><td>4,5 мм</td></tr> <tr><td>DHT4/5</td><td>5,5 мм</td></tr> <tr><td>DHT4/6</td><td>6,5 мм</td></tr> </tbody> </table>	Артикул	Ширина профиля	DHT4/4	4,5 мм	DHT4/5	5,5 мм	DHT4/6	6,5 мм	<p>Внимание: Трансфер для открытой ложки не доступен для имплантатов диаметром 6,0 мм (платформа 5,7 мм). Используйте трансфер для закрытой ложки.</p>																																										
Артикул	Ширина профиля																																																														
DHT3/3	3,5 мм																																																														
DHT3/4	4,5 мм																																																														
DHT3/5	5,5 мм																																																														
Артикул	Ширина профиля																																																														
DHT4/4	4,5 мм																																																														
DHT4/5	5,5 мм																																																														
DHT4/6	6,5 мм																																																														
Аналог имплантата		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Артикул</th> <th>Платформа</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>IA3</td><td>3,5 мм</td></tr> </tbody> </table>	Артикул	Платформа	IA3	3,5 мм		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Артикул</th> <th>Платформа</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>IA4</td><td>4,5 мм</td></tr> </tbody> </table>	Артикул	Платформа	IA4	4,5 мм		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Артикул</th> <th>Платформа</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>IA5</td><td>5,7 мм</td></tr> </tbody> </table>	Артикул	Платформа	IA5	5,7 мм																																													
Артикул	Платформа																																																														
IA3	3,5 мм																																																														
Артикул	Платформа																																																														
IA4	4,5 мм																																																														
Артикул	Платформа																																																														
IA5	5,7 мм																																																														
Трансфер/Временный титановый абатмент (в комплект входит винт URS2)		Платформа 3,5 мм		Платформа 4,5 мм		Платформа 5,7 мм																																																									
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Артикул</th> <th>Ширина профиля</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>FMT3</td><td>4,5 мм</td></tr> </tbody> </table>	Артикул	Ширина профиля	FMT3	4,5 мм		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Артикул</th> <th>Ширина профиля</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>FMT4</td><td>5,5 мм</td></tr> </tbody> </table>	Артикул	Ширина профиля	FMT4	5,5 мм		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Артикул</th> <th>Ширина профиля</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>FMT5</td><td>6,5 мм</td></tr> </tbody> </table>	Артикул	Ширина профиля	FMT5	6,5 мм																																													
	Артикул	Ширина профиля																																																													
FMT3	4,5 мм																																																														
Артикул	Ширина профиля																																																														
FMT4	5,5 мм																																																														
Артикул	Ширина профиля																																																														
FMT5	6,5 мм																																																														
Временный пластиковый абатмент, прямой (в комплект входит короткий винт PTSC и длинный винт DHTS2)		Платформа 3,5 мм		Платформа 4,5 мм		Платформа 5,7 мм																																																									
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Артикул</th> <th>Ширина профиля</th> <th>Высота шейки</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>PT341S</td><td>4,5 мм</td><td>1 мм</td></tr> <tr><td>PT344S</td><td>4,5 мм</td><td>4 мм</td></tr> </tbody> </table>	Артикул	Ширина профиля	Высота шейки	PT341S	4,5 мм	1 мм	PT344S	4,5 мм	4 мм		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Артикул</th> <th>Ширина профиля</th> <th>Высота шейки</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>PT451S</td><td>5,5 мм</td><td>1 мм</td></tr> <tr><td>PT454S</td><td>5,5 мм</td><td>4 мм</td></tr> </tbody> </table>	Артикул	Ширина профиля	Высота шейки	PT451S	5,5 мм	1 мм	PT454S	5,5 мм	4 мм		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Артикул</th> <th>Ширина профиля</th> <th>Высота шейки</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>PT561S</td><td>6,5 мм</td><td>1 мм</td></tr> <tr><td>PT564S</td><td>6,5 мм</td><td>4 мм</td></tr> </tbody> </table>	Артикул	Ширина профиля	Высота шейки	PT561S	6,5 мм	1 мм	PT564S	6,5 мм	4 мм																															
Артикул	Ширина профиля	Высота шейки																																																													
PT341S	4,5 мм	1 мм																																																													
PT344S	4,5 мм	4 мм																																																													
Артикул	Ширина профиля	Высота шейки																																																													
PT451S	5,5 мм	1 мм																																																													
PT454S	5,5 мм	4 мм																																																													
Артикул	Ширина профиля	Высота шейки																																																													
PT561S	6,5 мм	1 мм																																																													
PT564S	6,5 мм	4 мм																																																													
Временный пластиковый абатмент, угловой 17° (в комплект входит короткий винт PTSC и длинный винт DHTS2)		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Артикул</th> <th>Ширина профиля</th> <th>Высота шейки</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>PT341A</td><td>4,5 мм</td><td>1 мм</td></tr> <tr><td>PT344A</td><td>4,5 мм</td><td>4 мм</td></tr> </tbody> </table>	Артикул	Ширина профиля	Высота шейки	PT341A	4,5 мм	1 мм	PT344A	4,5 мм	4 мм		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Артикул</th> <th>Ширина профиля</th> <th>Высота шейки</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>PT451A</td><td>5,5 мм</td><td>1 мм</td></tr> <tr><td>PT454A</td><td>5,5 мм</td><td>4 мм</td></tr> </tbody> </table>	Артикул	Ширина профиля	Высота шейки	PT451A	5,5 мм	1 мм	PT454A	5,5 мм	4 мм																																									
Артикул	Ширина профиля	Высота шейки																																																													
PT341A	4,5 мм	1 мм																																																													
PT344A	4,5 мм	4 мм																																																													
Артикул	Ширина профиля	Высота шейки																																																													
PT451A	5,5 мм	1 мм																																																													
PT454A	5,5 мм	4 мм																																																													

Шестигранное коническое 1° соединение *Friction-Fit* абатмента с имплантатом обеспечивает надежную фиксацию



Индивидуальные абатменты

Эстетические абатменты из оксида циркония, прямые и угловые 17°

Фиксируются с усилием 30 Н·см

Эстетический абатмент из оксида циркония, прямой
(в комплект входит винт АН20S)

Платформа 3,5 мм			
Артикул	Ширина профиля	Высота шейки	
ZRA341S	4,5 мм	1 мм	
ZRA342S	4,5 мм	2 мм	

Платформа 4,5 мм			
Артикул	Ширина профиля	Высота шейки	
ZRA451S	5,5 мм	1 мм	
ZRA452S	5,5 мм	2 мм	

Эстетический абатмент из оксида циркония, угловой 17°
(в комплект входит винт АН20S)

Артикул	Ширина профиля	Высота шейки	
ZRA351A	5,0 мм	1 мм	
ZRA352A	5,0 мм	2 мм	

Артикул	Ширина профиля	Высота шейки	
ZRA461A	6,0 мм	1 мм	
ZRA462A	6,0 мм	2 мм	

Эстетические абатменты, прямые

Фиксируются с усилием 30 Н·см

Эстетический абатмент, прямой
(в комплект входит винт МНЛАС)

Платформа 3,5 мм			
Артикул	Ширина профиля	Высота шейки	
ZOA341S	4,5 мм	1 мм	
ZOA342S	4,5 мм	2 мм	
ZOA343S	4,5 мм	3 мм	

Платформа 4,5 мм			
Артикул	Ширина профиля	Высота шейки	
ZOA441S	4,5 мм	1 мм	
ZOA442S	4,5 мм	2 мм	
ZOA443S	4,5 мм	3 мм	

Платформа 5,7 мм			
Артикул	Ширина профиля	Высота шейки	
ZOA561S	6,5 мм	1 мм	
ZOA562S	6,5 мм	2 мм	
ZOA563S	6,5 мм	3 мм	

ZOA451S	5,5 мм	1 мм	
ZOA452S	5,5 мм	2 мм	
ZOA453S	5,5 мм	3 мм	

Эстетические абатменты, угловые 17°

Фиксируются с усилием 30 Н·см

Эстетический абатмент, угловой 17°
(в комплект входит винт АН20S)

Платформа 3,5 мм			
Артикул	Ширина профиля	Высота шейки	
ZOA341A	4,5 мм	1 мм	
ZOA342A	4,5 мм	2 мм	

Платформа 4,5 мм			
Артикул	Ширина профиля	Высота шейки	
ZOA441A	4,5 мм	1 мм	
ZOA442A	4,5 мм	2 мм	

Платформа 5,7 мм			
Артикул	Ширина профиля	Высота шейки	
ZOA561A	6,5 мм	1 мм	
ZOA562A	6,5 мм	2 мм	

ZOA451A	5,5 мм	1 мм	
ZOA452A	5,5 мм	2 мм	

Абатменты прямые и угловые 20°

Фиксируются с усилием 30 Н·см

Абатмент прямой
(в комплект входит винт МНЛАС)

Платформа 3,5 мм			
Артикул	Ширина профиля		
HLA3/3	3,5 мм		
HLA3/4	4,5 мм		
HLA3/5	5,5 мм		

Платформа 4,5 мм			
Артикул	Ширина профиля		
HLA4/4	4,5 мм		
HLA4/5	5,5 мм		
HLA4/6	6,5 мм		

Платформа 5,7 мм			
Артикул	Ширина профиля		
HLA5/6	6,5 мм		






Абатмент угловой 20°
(в комплект входит винт АН20S)

Платформа 3,5 мм			
Артикул	Ширина профиля		
АН20/4	4,5 мм		








Платформа 4,5 мм			
Артикул	Ширина профиля		
АН20W/5	5,5 мм		

Платформа 5,7 мм			
Артикул	Ширина профиля		
A5H20/6	6,5 мм		

Литые абатменты

	Золотосодержащие литые абатменты с шестигранником и без шестигранника				Фиксируются с усилием 30 Н·см	
Литой абатмент с шестигранником (в комплект входит винт MHLAS)		Платформа 3,5 мм		Платформа 4,5 мм		Платформа 5,7 мм
		Артикул Платформа		Артикул Платформа		Артикул
		HLA3G 3,5 мм		HLA4G 4,5 мм		HLA5G
Литой абатмент без шестигранника (в комплект входит винт MHLAS)		Артикул Платформа		Артикул Платформа		
		NEA3G 3,5 мм		NEA4G 4,5 мм		

Абатменты для винтовой фиксации

	Абатменты для винтовой фиксации, прямые и угловые				Фиксируются с усилием 30 Н·см	
Абатмент для винтовой фиксации, прямой (в комплект входит защитный колпачок TATHC)		Платформа 3,5 мм		Платформа 4,5 мм		Платформа 5,7 мм
		Артикул Высота шейки		Артикул Высота шейки		Артикул Высота шейки
		TAC1 0,75 мм		TACW1 0,75 мм		TA5C1 0,75 мм
		TAC2 2 мм		TACW2 2 мм		TA5C2 2 мм
		TAC3 3 мм		TACW3 3 мм		TA5C3 3 мм
	TAC4 4 мм		TACW4 4 мм		TA5C4 4 мм	
	TAC5 5 мм		TACW5 5 мм			
Абатмент для винтовой фиксации, угловой 15°		Артикул Высота шейки		Артикул Высота шейки		
		15AT312 1 мм/2 мм		15AT412 1 мм/2 мм		
		15AT323 2 мм/3 мм		15AT423 2 мм/3 мм		
	15AT334 3 мм/4 мм		15AT434 3 мм/4 мм			
Абатмент для винтовой фиксации, угловой 30°		Артикул Высота шейки		Артикул Высота шейки		
		30AT324 2 мм/4 мм		30AT424 2 мм/4 мм		
		30AT335 3 мм/5 мм		30AT435 3 мм/5 мм		
	30AT346 4 мм/6 мм		30AT446 4 мм/6 мм			

Компоненты для протезирования на абатменте для винтовой фиксации						
	TATHC	ACTDT	ACTIP	ACTR	SCTS	SCWS
	Защитный колпачок для абатмента для винтовой фиксации	Трансфер для получения оттиска прямым методом с абатментов для винтовой фиксации	Непрямой трансфер для абатментов для винтовой фиксации	Аналог абатмента для винтовой фиксации	Винт (стандартный) для фиксации конструкции к абатментам	Винт (длинный) для фиксации конструкции к абатментам
						
	ACTP	ACTT	ACTGC	TGCS	TGCS	TTC5
	Пластиковый колпачок для абатментов для винтовой фиксации (в комплект входит винт SCT5)	Абатмент титановый для немедленного протезирования (в комплект входит винт SCT5)	Золото-пластиковый колпачок для каркаса с винтовой фиксацией (в комплект входит винт SCT5)	Золотосодержащий колпачок балочного абатмента, 3 мм (в комплект входит винт SCT5)	Золотосодержащий колпачок балочного абатмента, 5 мм (в комплект входит винт SCT5)	Титановый колпачок балочного абатмента, 5 мм (в комплект входит винт SCT5)

Индивидуальные ортопедические CAD/CAM компоненты

Обратитесь к представителю за дополнительной информацией.



Шаровидные абатменты

Абатменты для винтовой фиксации, прямые и угловые

Фиксируются с усилием 30 Н·см

Абатмент для винтовой фиксации, прямой

В комплект входит крепежный хомут (СА) с нейлоновой прозрачной вставкой

Платформа 3,5 мм	
Артикул	Высота шейки
BAC2	2 мм
BAC4	4 мм
BAC6	6 мм

Платформа 4,5 мм	
Артикул	Высота шейки
BACW2	2 мм
BACW4	4 мм
BACW6	6 мм

Платформа 5,7 мм	
Артикул	Высота шейки
BA5C2	2 мм
BA5C4	4 мм

Компоненты для протезирования на шаровидном абатменте



BAT

Трансфер для шаровидного абатмента (в комплекте 2 шт.)



BAR

Аналог шаровидного абатмента



CAS

Комплект шаровидного крепления (крепежный хомут 4 шт.; нейлоновая прозрачная вставка 4 шт.)



CA

Крепежный хомут с нейлоновой прозрачной вставкой



CAN

Крепежный хомут



CAN

Нейлоновая прозрачная вставка



CAN-G

Нейлоновая серая вставка (жесткая)

Абатменты Локатор

Абатменты для винтовой фиксации, прямые и угловые

Фиксируются с усилием 20 Н·см

Абатмент Локатор

Платформа 3,5 мм	
Артикул	Высота шейки
TLOC3/0	0 мм
TLOC3/1	1 мм
TLOC3/2	2,5 мм
TLOC3/3	3,5 мм
TLOC3/4	4,5 мм
TLOC3/5	5,5 мм
TLOC3/6	6,5 мм

Платформа 4,5 мм	
Артикул	Высота шейки
TLOC4/0	0 мм
TLOC4/1	1 мм
TLOC4/2	2 мм
TLOC4/3	3 мм
TLOC4/4	4 мм
TLOC4/5	5 мм
TLOC4/6	6 мм

Платформа 5,7 мм	
Артикул	Высота шейки
TLOC5/1	1 мм
TLOC5/2	2 мм
TLOC5/3	3 мм
TLOC5/4	4 мм

Компоненты для протезирования на абатменте Локатор



LOCMP2

Комплект ретенционных вставок Локатор (по 2 шт.): (2) техническая матрица с (2) черной вставкой (2) процедурное кольцо (2) разделитель (2) прозрачная вставка, 5 lbs (2) розовая вставка, 3 lbs (2) синяя вставка, 1,5 lbs



LOCMP10

Комплект ретенционных вставок Локатор (по 10 шт.): (10) техническая матрица с (10) черной вставкой (10) процедурное кольцо (10) разделитель (10) прозрачная вставка, 5 lbs (10) розовая вставка, 3 lbs (10) синяя вставка, 1,5 lbs



LOCMPX2

Комплект ретенционных вставок без захвата Локатор (по 2 шт.): (2) техническая матрица с (2) черной вставкой (2) процедурное кольцо (2) разделитель (2) зеленая вставка, 4 lbs (2) оранжевая вставка, 2 lbs (2) красная вставка, 1 lbs



LOCMPX10

Комплект ретенционных вставок без захвата Локатор (по 10 шт.): (10) техническая матрица с (10) черной вставкой (10) процедурное кольцо (10) разделитель (10) зеленая вставка, 4 lbs (10) оранжевая вставка, 2 lbs (10) красная вставка, 1 lbs



LOCMIP

Трансфер Локатор, 4 шт.



LOCAN/4

Аналог Локатор, 4 шт.



LOCPF

Штифт параллельности Локатор, 4 шт.

Внимание: Все вставки доступны для заказа по отдельности.

Винты

Винты для фиксации абатментов

Винты для абатментов



AH20S

Винт для абатментов из оксида циркония и угловых абатментов



MHLAS

Винт для прямых абатментов



HLTE

Винт для трансферов для закрытой ложки, со шляпкой



HLTS2

Винт для трансферов для закрытой ложки



DHTS

Винт для трансферов для открытой ложки



DHTS2

Винт для временных пластиковых абатментов, длинный




PTSC

Винт для временных пластиковых абатментов



MTWSD

Винт для литых абатментов, длинный



Соединение **GemLock®** обеспечивает надежное удержание винтов отверткой



HXGR1.25

Ручная шестигранная отвертка, короткая, с соединением **GemLock®** (1,25 мм, 22 мм длина)



HXLGR1.25

Ручная шестигранная отвертка, длинная, с соединением **GemLock®** (1,25 мм, 30 мм длина)



TW1.25L

Шестигранная отвертка для динамометрического ключа, длинная, 1,25 мм



TW1.25

Шестигранная отвертка для динамометрического ключа, короткая, 1,25 мм



TWR

Динамометрический ключ (регулировка усилия 10 Н*см - 35 Н*см)



HXL1.25D

Шестигранная отвертка для наконечника, (1,25 мм, 26 мм длина)



HX1.25D

Шестигранная отвертка для наконечника, (1,25 мм, 23 мм длина)



HXL1.25

Шестигранная отвертка (1,25 мм, 22 мм длина)



HX1.25

Шестигранная отвертка (1,25 мм, 17 мм длина)



TLRT2

Отвертка для извлечения абатментов с шестигранныком из имплантатов



LOCTW21

Отвертка для абатмента Локатор для динамометрического ключа, 21 мм длина



LOCTW15

Отвертка для абатмента Локатор для динамометрического ключа, 15 мм длина



LOCCT2

Ключ для абатмента Локатор



AVTH

Держатель абатмента